

1603864 - Proximate® linear cutter - 75 mm - bleu - 3 pcs



Déscription

- Rangs d'agrafes: 4, 76 agrafes
- Épaisseur du tissage: régulière
- Longueur de la ligne de coupe: 73 mm
- Longueur de la ligne d'agrafes: 77 mm

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque | Ethicon |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe III |
| Type d'emballage | Boîte |