

## 1544261 - Soft Fine lancettes - stérile - 1 x 210 pcs



### Déscription

Lancette standard de couleur douce et fine pour piquer le sang capillaire à usage unique. La lancette standard peut être utilisée sur plusieurs stylos piqueurs. La pointe de l'aiguille à facettes offre une expérience de lancette pratiquement indolore. Le revêtement en silicone minimise le risque d'irritation de la peau. Sans latex.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Klinion
<b>Avec autopiqueur</b>	Non
<b>sku</b>	1544261
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type de lancette</b>	Lancette régulière