

1543958 - Protections barrières - 153 x 40 cm - paire



Déscription

Les protections barrières se fixent aux barrières à l'aide de huit fixations boucles (quatre par pièce). Elles protègent des chocs contre les barreaux et permettent d'éviter au patient de s'y coincer un membre. Les fibres siliconées denses et compactes assurent une protection anti-choc maximale. Le recouvrement en PU est lavable en surface.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCP10153
Ignifuge	Non
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Système de fixation	Avec boucles et clips
Taille	153 x 40 cm
Type d'emballage	Paire