

## 1560204 - Lames de bistouri nr 11 - stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le couteau Bistour No 11 est une lame triangulaire allongée, affûtée le long du bord de l'hypoténuse et dotée d'une forte pointe.

Les lames No 11 s'adaptent aux manches 3, 3L, 3 gradué, 5B, 7, 9 et B3.

### Spécifications

<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	11
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte