

1600590 - Moves pédalier portable - Pliable avec écran LCD - 1 pc



Déscription

Moves pédalier portable pliable avec écran LCD. Les pédaliers Moves sont parfaits pour

- Récupérer une force musculaire réduite
- Améliorer la circulation sanguine
- Améliorer la coordination des jambes et des bras

Il peut être utilisé sur une table pour entraîner les bras ou sur le sol pour entraîner les jambes. Un bouton de résistance pratique permet de varier la résistance des pédales pour un programme d'entraînement progressif. Cet exerciceur à pédales Moves est pliable pour un transport et un stockage compacts. Cet exerciceur à pédales est également facile à installer.

Caractéristiques principales:

- Dimensions: 49 x 36 x 27 cm
- Poids: 2,3 kg
- Écran LCD multifonctions avec lecture du balayage, de la durée, du nombre de tours par minute, du nombre total de tours et du nombre de calories.
- Comprend: sangles de pédales réglables en 2 positions

Spécifications

Marque	MVS
sku	1600590
Poids	2,3 kg
Type d'emballage	Pièce