

## 1531607 - Schiller FRED easy Life - entièrement automatique - Anglais



### Déscription

Le défibrillateur automatique externe qui permet à chacun de sauver des vies. Il fournit des instructions visuelles et sonores détaillées, simples et claires pour guider le sauveteur en toute sécurité tout au long du processus de réanimation. Un métronome indique le rythme approprié pour la réalisation de compressions thoraciques efficaces.

En mode entièrement automatique, fixer les électrodes sur le patient, allumer l'appareil et laisser le analyser avant qu'il ne délivre le choc, le cas échéant.

#### Guidé du début à la fin

- Les images disposées autour de l'écran rappellent les étapes de la réanimation.
- Des instructions données sous forme vocale et écrite vous guident dans toutes les conditions environnementales (bruit, obscurité).
- Un métronome vous indique le rythme approprié pour la réalisation de compressions thoraciques efficaces.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1531607
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce