

**1543491 - HK 63 coussin chauffant rheumatherm avec aimant - 100
W - 1 pc**



Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 30 cm, L 40 cm
SKU leverancier	27105
Puissance	100 W
Code CNK	CNK 2844-140
Lavable en machine	Non
Respirant	Non
Chauffage rapide	Oui
Housse incluse	Oui
Housse lavable en machine	Oui
Système de sécurité	Oui
Niveaux de température	3
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543491
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce