

## 1532379 - Abbott precision control solution HI/LO - 1 pc



### Déscription

Solution de glucose pour le contrôle des fonctions de MediSense Precision.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Abbott
<b>Code de vérification</b>	Non
<b>Transfert de données par wifi</b>	Non
<b>sku</b>	1532379
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Boîte