

1573628 - Coton-tiges - bilatérale - poignée en papier - 1 x 200 pcs



Déscription

Cotons-tiges double face à usage unique avec poignée en papier.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Marque | Alan |
| Composition | Poignée en papier blanchi 100% H2O2 |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| Stérile | Non |
| Couleur | Blanc |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 7,7 cm |
| Type d'emballage | Boîte |