

## 1550380 - EM 49 appareil digital TENS EMS - 3-in-1 - 1 pc



### Déscription

Appareil TENS EMS numérique Beurer EM 49, 3 en 1 avec indicateur de position pour 4 électrodes gel autocollantes. Utilisé pour la thérapie de la douleur (TENS), la stimulation musculaire (EMS) et le massage et la relaxation. EMS/TENS a 64 applications prédéfinies et dispose également de 6 programmes personnalisables qui vous permettent de régler la fréquence, la largeur d'impulsion et le temps de marche/arrêt.

- 2 canaux réglables séparés
- Intensité réglable
- Compte à rebours
- Arrêt de sécurité
- Fonction de personnalisation du médecin
- Écran LCD inversé avec rétroéclairage bleu
- 4 électrodes gel adhésives (45 x 4 mm)
- 3 piles AAA de 1,5 V

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>SKU leverancier</b>	66205
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Normes</b>	EN60601-1; EN60601-1-2
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce