

## 1549911 - Protection barres de lit 35 x 200 cm - fixation avec clip - 1 pc



### Déscription

Les protections de bord de lit de **Fico** avec boucles et clips de système de fixation. Garantissent au patient une grande liberté de mouvement et de sécurité sans blesser le patient. Les protections sont faciles et rapides à fixer via des boucles et des clips. Ils sont fabriqués en tissu PU avec rembourrage doux en ouate solide sur tissu. Le tissu extérieur et la ouate sont ignifuges. La protection latérale est solide, imperméable, anti-allergique et résistante aux acariens.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 35 cm, L 200 cm
<b>Ignifuge</b>	Oui
<b>sku</b>	1549911
<b>Système de fixation</b>	Avec boucles et clips
<b>Type d'emballage</b>	Pièce