

## 1543056 - Sangle de fixation tronc Swift Mobil



### Déscription

La ceinture thoracique Etac est facile à régler et s'attache autour des sangles de la garniture de soutien du dos. Il est recommandé d'utiliser cette ceinture avec une ceinture de hanche Etac pour un soutien supplémentaire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>Composition</b>	Polyester
<b>Normes</b>	EN 12182
<b>sku</b>	1543056
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Boucles
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation abdominale
<b>Usage de la fixation</b>	En chaise roulante