

1533616 - Sonicaid FM830 Encore - Moniteur foetal et maternel



Déscription

Surveillance foetale hautes performances pour salles de travail

Le Sonicaid FM830 Encore est un cardiotocographe à hautes performances conçu pour le monitoring du fœtus et de la mère en intrapartum.

Dans l'effervescence des salles de travail, vous avez besoin d'un équipement robuste au fonctionnement simple et intuitif, sur lequel les données sont immédiatement accessibles et faciles à lire.

Spécifications

Marque Huntleigh

Type d'emballage Pièce