

## 1549203 - Speedicath sonde nelaton enduit d'hydrofié - 20 cm - usage unique - Ch 14 - stérile - 1 x 30 pcs



### Déscription

Les sondes SpeediCath sont prêtes à l'emploi, intuitives et faciles à utiliser. Le lubrifiant est immédiatement activé et ne nécessite ni eau ni gel lubrifiant. Rien de plus facile et rapide..

Les sondes SpeediCath sont conçues pour offrir plus de confort et réduire les risques de lésion de l'urètre. Leur lubrifiant hydrophile unique et leurs œils polis permettent un sondage confortable à l'insertion comme au retrait.

SpeediCath est facile et rapide à utiliser. La languette permet une ouverture facile et les points adhésifs garantissent le maintien en place de la sonde avant utilisation.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Coloplast
<b>Longueur de la sonde</b>	20 cm
<b>Composition</b>	Enduit hydrophile
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1549203
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 14
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Sex</b>	Femmes
<b>Type d'emballage</b>	Boîte