

## 1020997 - Porte-instruments - hauteur 9 cm - diamètre 3 cm - 1 pc



### Déscription

Support soudé sans soudure pour instruments, médicaux ou autres.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Michiels
<b>Dimensions du produit</b>	H 9 cm
<b>Diamètre du produit</b>	3 cm
<b>Matériel instruments</b>	Inox
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce