

## 1549837 - Thermomètre multifonctionnelle infrarouge - FT 70 - 1 pc



### Déscription

Fonction vocale. Mesure instantanée au niveau de l'oreille. Mesure sur le front en quelques secondes. Température superficielle d'objets et de liquides. Fièvre signalée par alarme visuelle. Heure et date. 10 valeurs mémorisables. Volume sonore réglable ou voix désactivable. Grand écran très lisible. Produit médical. Convient à toute la famille. Arrêt automatique

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Infrarouge</b>	Oui
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Oui
<b>Embout souple</b>	Non
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1549837
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Multifonctionnel