

## 1600211 - Rehausseur de toilettes avec accoudoirs et couvercle - 1 pc



### Déscription

Aller aux toilettes est une activité que les gens préfèrent continuer à effectuer de manière autonome le plus longtemps possible. Pour les personnes ayant une force et un équilibre diminués, s'asseoir et se relever lors des visites aux toilettes représente souvent un problème, ce qui entraîne des situations dangereuses au quotidien. Ce rehausseur de WC apporte plus de sécurité et de confort en cas de besoin.

#### Accoudoirs de soutien

Les accoudoirs offrent un confort supplémentaire à la fois pour les avant-bras pendant la visite aux toilettes et pour les mains lors de la descente et du lever. Les découpes à l'avant et à l'arrière facilitent l'application de l'hygiène.

#### Grand confort

De plus, le rehausseur de toilettes dispose également d'ouvertures à l'avant et à l'arrière, ce qui facilite l'accès aux parties intimes sans avoir à se lever. Si désiré, il est possible de s'asseoir sur une lunette de toilette standard. L'utilisation sans lunette de toilette est également envisageable. Les accoudoirs peuvent être repliés de manière indépendante et, si nécessaire, facilement retirés.

#### Réglage en coin

Le rehausseur de toilettes de Linido offre la possibilité de réglage en coin, ce qui permet d'augmenter l'angle au niveau des hanches et des genoux à plus de 90°, créant ainsi plus de confort pour les problèmes articulaires.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	L110659
<b>Composition</b>	Matière synthétique, aluminium
<b>Couverture</b>	Oui
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Non
<b>Taille</b>	38 x 59 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce