

## 1553098 - MoVeS band latex 5,5 m extra léger - beige



### Déscription

MoVeS est une bande d'exercice en latex de qualité supérieure contenant très peu de poudre (en pratique, moins de 2 mg/dm<sup>2</sup>, donc officiellement sans poudre). Le procédé unique de fabrication Snap-Stop rend ce produit très résistant à la déchirure. Pendant les exercices de résistance, la bande MoVeS génère une tension positive et négative sur les muscles et améliore l'amplitude des mouvements, la force et la coordination des groupes musculaires. Les 8 niveaux de résistance différents sont déterminés par l'épaisseur de la bande. Les bandes sont disponibles en 5 longueurs et sont accompagnées d'un manuel en couleur.

#### Niveaux de résistance

- Niveau 1 - extra clair - beige
- Niveau 2 - léger - jaune
- Niveau 3 - moyen - rouge
- Niveau 4 - lourd - vert
- Niveau 5 - extra lourd - bleu
- Niveau 6 - spécial fort - noir
- Niveau 7 - super fort - argent
- Niveau 8 - ultra fort - or

## Spécifications

<b>Marque</b>	MVS
<b>Dimensions du produit</b>	L 550 cm
<b>sku</b>	1553098
<b>Couleur</b>	Beige
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce