

1574125 - Table d'examen Praxis 3 Elite - hauteur variable hydraulique - roues - revêtement Purfect - 1 pc



Déscription

Le Praxis 3 Elite est le successeur de la série Praxis 3, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 48-98cm et a une capacité de levage standard de 225kg. Grâce aux pieds arrondis et aux profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Grâce au ressort à gaz spécial sous la section tête/jambes, le rabat se relève automatiquement lorsque la table est abaissée à sa position la plus basse. Cela se produit lorsque le volet court est tourné vers le bas. Cela permet de diviser la surface de manière optimale tout en garantissant une position basse de 48 cm.

Spécifications

Marque	Wesseling
Dimensions du produit	L 64 cm, L 196 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	48-98 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Capacité de levage	225 kg
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce