

## 1601017 - Pico Neo 3 Pro



### Déscription

InMotion VR est le développeur et fournisseur de Corpus VR. L'innovation en physiothérapie pour une activation optimale des patients. Où la thérapie et la technologie se renforcent mutuellement. Corpus VR est une plateforme d'exercices pour la physiothérapie, l'ergothérapie et la neurothérapie. Il peut être utilisé pour la rééducation physique, le soulagement de la douleur et la détente.

Le Pico Neo 3 Pro possède un écran LCD de 6,0 pouces avec une résolution de 3664x1920 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui permet une reproduction nette et fluide des images. L'appareil dispose également de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des applications de réalité virtuelle.

L'une des caractéristiques principales du Pico Neo 3 Pro est que l'appareil fonctionne sur la puce Qualcomm Snapdragon XR2. Cela signifie que le casque est capable de fournir des expériences de réalité virtuelle très avancées avec des performances élevées et une faible latence. De plus, l'appareil est autonome, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur ou d'un smartphone externe pour fonctionner.

### Spécifications

sku	1601017
Type d'emballage	Pièce