

## 1611074 - Pansement rapide Klinion - stérile - 12 cm x 12 cm - 10 pcs



### Déscription

Le pansement rapide Klinion est idéal pour couvrir rapidement et efficacement une plaie qui saigne. Particulièrement adapté aux premiers secours, il est indispensable dans la trousse de premiers secours.

Il s'agit d'un pansement roulé en coton compressé, recouvert d'une couche de non-tissé. Une bande hydrophile légèrement élastique est fixée des deux côtés.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Klinion
<b>Composition</b>	Coton d'habillage pressé dans une couche de non-tissé
<b>sku</b>	1611074
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Auto-adhésif</b>	Non
<b>Emballer</b>	Par piece
<b>Taille</b>	12 x 12 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte