

1519127 - Doigtiers legueu polyéthylène - non-stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Ces gants gynécologiques sont utilisés pour les examens gynécologiques et urologiques et pour les examens rectaux diagnostiques. Les gants en polyéthylène sont non stériles et conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, grâce à leur taille universelle. Gants à 2 doigts pour l'index et le majeur. Une boîte contient 100 pièces.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Gyneas |
| Poudré | Non |
| Composition | Polyéthylène |
| Stérile | Non |
| Couleur | Blanc |
| Méthode de stérilisation | Non applicable |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Stérile | Non |
| Taille | Universelle |
| Type d'emballage | Sac |