

1519127 - Doigtiers legueu polyéthylène - non-stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Ces gants gynécologiques sont utilisés pour les examens gynécologiques et urologiques et pour les examens rectaux diagnostiques. Les gants en polyéthylène sont non stériles et conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes, grâce à leur taille universelle. Gants à 2 doigts pour l'index et le majeur. Une boîte contient 100 pièces.

Spécifications

Marque	Gyneas
Poudré	Non
sku	1519127
Composition	Polyéthylène
Stérile	Non
Couleur	Blanc
Méthode de stérilisation	Non applicable
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	Universelle
Type d'emballage	Sac