

1550569 - Siège de douche compact - blanc corian/aluminium - 1 pc



Déscription

Siège de douche compact avec surface d'assise en corian, cadre en aluminium, pliable, capacité de charge jusqu'à 150 kg.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2201.2013-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Oui
Profondeur du siège	32.6 cm
Largeur du siège	26.5 cm
Composition	Aluminium
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Corian blanc/aluminium
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce