

1007535 - Capuchons de protection Suretemp Plus 692 - 25 pcs



Déscription

Les capuchons de protection **Welch Allyn** Suretemp Plus 692 sont conçus pour améliorer les performances de votre thermomètre. Adaptés aux modèles SureTemp 678, 679, 690 et 692, ils offrent des solutions polyvalentes pour les mesures de température. Indispensables dans les cabinets médicaux, ces capuchons de protection prolongent la durée de vie de votre thermomètre et garantissent des mesures fiables.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Composition	Kunststof
sku	1007535
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce