

1560112 - Gobelets à médicaments Facet - haut - 25 ml - transparent - 80 x 50 pcs



Déscription

Ce gobelet à médicaments réutilisable, gradué à 25 ml, est un dispositif médical marqué CE 0543. Il convient à la distribution de médicaments par voie orale et de comprimés. La différenciation des couleurs peut indiquer des temps de distribution différents, des médicaments de réserve ou des narcotiques.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Marque | Wiegand |
| Composition | Polypropylène |
| A utiliser avec: | Plateaux de distribution |
| Contenu | 25 ml |
| Couleur | Transparent |
| Réglementation Européenne | MDR - EU 2017/745 - Classe Im |
| Type d'emballage | Carton |