

## 1550997 - Lames de bistouri nr 18 - stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

Lame de bistouri no. 18 convient aux manches 4, 4L, 4 gradueés et 6B.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1550997
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	18
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte