

1610664 - MultiPulse Pro



Déscription

Ce laser polyvalent offre aux chirurgiens dans divers domaines des applications attentives et précises adaptées à la chirurgie ORL, à la gynécologie, à la neurochirurgie et à la chirurgie générale. La fibre creuse innovante, les différentes options de balayage et le bras flexible font du laser multidisciplinaire un outil pour opérer les tissus mous.

Avantages

- PSD® Pulse Shape Design
- EasySpot Hybrid micromanipulator
- Longueur d'onde de 10 600 nm
- Puissance maximale de 60 W
- Haute précision dans la découpe avec un excellent effet de coagulation
- Comprend 1 pièce à main, 2 lunettes de protection, un pédalier, des clés

Spécifications

| | |
|------------------|-------|
| Marque | jena |
| Type d'emballage | Pièce |