

## 1574741 - Braun Exadrop® régulateur de débit - 50 pcs



### Déscription

Conçu pour être utilisé dans des situations d'écoulement par gravité qui nécessitent des taux de perfusion variables et précis pour la sécurité du patient et l'efficacité du médicament. Fournit un débit constant et reproducteur qui est facile et rapide à sélectionner et qui est compact et simple à utiliser.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Dimensions du produit</b>	L 180 cm
<b>Composition</b>	Sans DEPH
<b>Sans latex</b>	Non
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte