

1006305 - seringues Terumo - 3 parties - luer slip - concentrique - 5 ml - 1 x 100 pcs



Déscription

La seringue 3 pièces sans aiguille permet une administration précise du médicament grâce à la graduation accurate. La seringue transparente garantit que les bulles d'air sont immédiatement visibles.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Terumo |
| SKU leverancier | MDSS05SE |
| Composition | <ul style="list-style-type: none">• Corps: polypropylène• Piston: polypropylène• Joint: élastomère thermoplastique (SS codes), caoutchouc polyisoprène (MDSS)• Lubrifiant: huile de silicone |
| Sans latex | Oui |
| Stérile | Oui |
| Contenu | 5 ml |
| Location de la pointe | Concentrique |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam) |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Tip | Luer slip |
| Type d'emballage | Boîte |