

1021516 - Bassin réniforme en acier inoxydable - 25 cm - 1 pc



Déscription

Bassin réniforme multifonctionnel en acier inoxydable avec un large spectre d'utilisation dans les cabinets médicaux, les hôpitaux et les centres de soins résidentiels pour recueillir les fluides corporels afin d'y déposer les instruments en fonction de leur utilisation avant le nettoyage.

Spécifications

Marque	Michiels
Composition	Acier inoxydable
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce