

## 1558754 - BIOLASE EPIC T

### Déscription

Laser à diode 10 WATT pour la thérapie non invasive de la douleur. Le Epic T est conçu spécialement pour la chiropractie, l'orthopédie, la physiothérapie, la médecine du sport et les centres de traitement de la douleur.

La thérapie par le laser se caractérise essentiellement par les effets de la biostimulation cellulaire et ses propriétés cicatrisantes, antalgiques et anti-inflammatoires. Il stimule les macrophages, augmente les lymphocytes T, accélère la micro circulation et diminue les PGE2 pro- inflammatoires.

La série Epic T offre, en 10 min de traitement, un moyen thérapeutique et non invasif de traiter la douleur. Il fonctionne comme un appareil de chauffage topique pour augmenter temporairement votre circulation sanguine.

Il est efficace pour les affections musculo-squelettiques chroniques et aiguës, y compris les douleurs au dos et au cou, les blessures causées par des accidents et les blessures sportives aux muscles et aux articulations, par le biais de la pénétration optimale dans le tissu procure en 10 minutes de traitement.

### Caractéristiques

- Offre un moyen thérapeutique et non invasif de traiter la douleur
- Fonctionne comme un appareil de chauffage topique pour augmenter temporairement la circulation sanguine
- Efficace pour les affections musculo-squelettiques chroniques et aiguës, y compris les douleurs du dos et du cou, les blessures sportives musculaires et articulaires
- La pièce à main Deep Tissue (DTHP) exclusive d'Epic T-Series est capable de contrôler des paramètres importants telles que la taille du spot et l'intensité de la puissance pour assurer une diffusion égale de l'énergie sur toute la zone de traitement pour des résultats optimaux.

### Spécifications