

## 1533318 - Eclipse™ SmartSlip™ - aiguilles sécurisées - 21G x 1 1/2" - vert - 1 x 100 pcs



### Déscription

BD Eclipse™ aiguilles sécurisées intramusculaire avec un mécanisme de sécurité aide à prévenir les blessures par piqûre d'aiguille. La technologie unique SmartSlip™ assure une connexion sécurisée aux seringues Luer Slip. L'ouverture de l'aiguille fait toujours face au capuchon de protection, ce qui permet des injections sous un petit angle. Avec un large point de pression des doigts pour une utilisation/activation en toute sécurité avec le pouce ou l'index. Capuche de sécurité intégrale avec des côtés plus larges pour plus de protection, un moyeu à code couleur pour une identification facile de la taille. Un clic audible indique que l'aiguille est bien montée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Composition</b>	Aiguille: acier inoxydable, sans BPA, DEPH, PVC
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Dimensions</b>	21G x 1 1/2"
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte