

## 1533473 - Couverture de soins - en 2 pièces - sans manches - résistante au feu - complète - 1 pc



### Déscription

Les couvertures de soins pour les patients très agités offrent à l'utilisateur un équilibre idéal entre liberté de mouvement et protection. Les couvertures d'allaitement empêchent de se découvrir, de tomber du lit et de tirer le matériel d'incontinence. Avec la couverture d'allaitement en deux parties, la partie noire est placée sous le matelas et ancrée au cadre du lit (cette partie reste toujours en place) et la partie supérieure bleu clair est fixée par une fermeture éclair à l'endroit où le patient est allongé. Cette partie supérieure peut être dézippée pour le nettoyage. La couverture de soins FR en deux parties est destinée aux patients très agités qui risquent de tirer le matelas. La couverture d'allaitement 2 pièces Fire Resist possède des propriétés ignifuges permanentes et le tissu est solide et résistant aux déchirures. La couverture de soins est standard pour un lit simple (15 x 90 x 200 cm). Le patient est allongé directement sur le lit, sous la couverture de soins. A partir des hanches, la couverture d'allaitement devient un pyjama. La fermeture éclair va du menton au pied du lit, de sorte que le patient ne peut pas sortir seul de la couverture de soins. Une fermeture éclair de 10 cm peut être prévue sur le côté pour les tubes éventuels. La couverture peut être lavée à 60°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 90 cm, L 200 cm
<b>Normes</b>	BS EN 1021-1-2; 410 N
<b>Composition</b>	34,5% coton - 31% pes - 22,5% modacrylique
<b>Type d'emballage</b>	Pièce