

## 1016335 - Mefix® pansement de fixation sur rouleau - 15 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

Le pansement de fixation non-tissé Mefix est un pansement auto-fixant non-stérile qui est utilisé dans diverses situations où une fixation est nécessaire, comme la fixation de bandages, de cathéters et de tubes. Le pansement de fixation est respirant mais également résistant à l'eau et offre une protection contre la contamination de l'extérieur.

La structure poreuse du matériau non tissé garantit la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau. Le patch s'adapte aux contours du corps et permet à l'utilisateur de bouger en douceur. Le matériau est également non absorbant et forme une barrière contre les infiltrations de sang et d'exsudat. L'adhésif polyacrylate à base d'eau offre une tenue sûre et n'est pas agressif pour la peau.

Le papier protecteur est fourni avec des indications de taille avec un intervalle de 10 cm afin que le pansement puisse être facilement coupé à la taille souhaitée. Grâce à l'incision, le papier protecteur est facile à retirer et à appliquer.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>Composition</b>	Tissu non-tissé extensible avec adhésif polyacrylate aqueux
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1016335
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	15 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce