

## 1543526 - MG 147 coussin de massage shiatsu noir - 1 pc



### Déscription

Le coussin de massage relaxant et apaisant est polyvalent et son fonctionnement est facile grâce à l'interrupteur de commande manuel. Convient pour le cou, les épaules, le dos et les jambes avec une fonction lumière et chaleur. Attachée par du velcro, la housse est en maille respirante et lavable en machine à température douce.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 27 cm, H 12 cm, L 40 cm
<b>SKU leverancier</b>	64335
<b>Fonction de chaleur</b>	Oui
<b>Nombre de têtes de massage</b>	4
<b>Puissance</b>	12 W
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce