

## 1018698 - Ampoule X-01.88.077 - 2,5V - halogène - 1 pc



### Déscription

Lampe de rechange pour applications médicales.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Compatible avec</b>	Otoscope Heine BETA 200 - 2,5V; Otoscope Heine Beta 400 - 2,5V; Otoscope K180 - 2,5V
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisation ampoules de remplacement</b>	Otoscope
<b>Voltage</b>	2,5 V