

1558987 - Gobelet Novo Cup pour personnes alitées avec couvercle - 250 ml - transparent - 1 pc



Déscription

Gobelet spécial pour personnes alitées. Le bec verseur est conçu de telle manière qu'il ne fuit pas en position couchée. Adapté pour boissons chaudes et froides.

L'attention accordée à une hydratation suffisante, aux problèmes de déglutition et à l'autonomie est toujours plus grande. Il existe une grande variété de gobelets fonctionnels et contemporains qui concilie ces besoins.

Le gobelet est stérilisable, résistant au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Il faut tenir compte que chaque gobelet en plastique dur qui va fréquemment dans un lave-vaisselle industriel subit de très petits dommages (micro fissures ou décoloration) et n'est donc pas éternel. Veuillez aussi à ne pas empiler ces gobelets durant le séchage avant qu'ils ne soient complètement secs.

Spécifications

Composition	Plastique dur
sku	1558987
Couverture	Oui
Anse	Non
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Contenu	250 ml
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce