

## 1016971 - Manche à bistouris n° 3 - pour lames n° < 20 - 1 pc



### Déscription

Ce support de bistouri est en acier inoxydable de conception ergonomique avec un corps octogonal conique lisse qui permet un contrôle précis du bout des doigts.

Ce support est doté d'une échelle graduée au dos pour faciliter la formation, le marquage du site opératoire correct et l'examen des blessures traumatiques.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1016971
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce