

1508158 - Lampe d'examen GS IV - support mural inclusif - bras flexible - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen qui émet une lumière blanche très homogène et qui convient parfaitement à l'examen gynécologique. La lampe peut être montée sur une table d'examen, sur le mur ou sur un trépied réglable en hauteur. A une très faible consommation d'énergie avec une intensité lumineuse de 20 000 lux à une distance de 40 cm. La mise au point peut être réglée entre 10 et 25 cm.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Contrôle de la mise au point	Oui
Nombre de LEDs	1
Intensité lumineuse	20000 lux
Étendue du champ lumineux	17 à 40 cm
Commande Touchless	Oui
Longueur du bras	120 cm
sku	1508158
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce