

## 1501894 - Support pour bassin de lit traditionnel - blanc - 1 pc



### Déscription

Convient pour être utilisé avec le bassin de lit Vernacare (101AA100). Le bassin en plastique offre une résistance supplémentaire lors de la toilette des patients alités. Le produit peut être stocké dans un endroit sec, à température ambiante.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Vernacare
<b>Dimensions du produit</b>	L 38 cm, H 10 cm, L 31 cm
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Normes</b>	ISO 9011:2015; 14001:2015
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce