

1611055 - Molift® Sangle assist avec pièce coulissant pour Transfer Pro - S/M



Déscription

La ceinture de sécurité d'Etac avec housse glissante, pour aider l'utilisateur à se lever. Grâce à la sangle, le client peut être soutenu lors du lever. Le dispositif de glissement empêche les vêtements de remonter. La ceinture de sécurité peut être lavée en machine jusqu'à 80° et peut également être mise au sèche-linge jusqu'à 80°.

Spécifications

Marque	Molift
Compatible avec	Molift Transfer Pro
sku	1611055
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce