

1106936 - Table d'examen iDuolys – hauteur variable électrique – avec étriers escamotables – 1 pc



Déscription

La table d'examen électrique 3-pièces Duolys est la table d'examen la plus multifonctionnelle de sa catégorie car elle est réglable en hauteur de 56 à 96 cm avec repose-talons. Avec 5 positions différentes, il offre le plus grand confort, y compris la position haute, couchée, gynécologique, anti-trendelenburg et trendelenburg. Le dossier extérieur est réglable à l'aide d'un double vérin à gaz et possède une housse ignifuge et étanche. De plus, la table est compatible avec un lève-personne et il a un système Block 'n Roll.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 73 cm, L 200.5 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	56-96 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Normes	ISO 13485:2016
Composition	Cadre en métal avec revêtement en poudre époxy
Capacité de levage	200 kg
Nombre de parties	3-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce