

## 1559420 - Discofix robinet 3 voies - bleu - stérile - 1 x 50 pcs



### Déscription

B.Braun valve 3 voies pour la thérapie et le contrôle des perfusions. Convient à tous les systèmes de perfusion à pression courante avec des canaux continus pour un contrôle précis de la pression.

#### Avantages

- Convient à tous les systèmes de perfusion à pression courante
- Canaux d'écoulement rectilignes continus pour un contrôle précis de la pression
- Verrouillage par rotation mobile axialement et radialement pour une connexion sûre et rapide.
- Stérile

### Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1559420
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte