

1516671 - Table d'examen gynécologique Elansa - hauteur variable électrique -appui-jambes Goepfel - 1 pc



Déscription

Table d'examen gynécologique Elansa électrique avec appui-jambes Goepfel et moteur électrique. Peut être réglé sur 3 positions pour l'examen général, la gynécologie et une position d'urgence. Fournit un confort complet à l'utilisateur et au soignant grâce à un dossier réglable, une fixation bilatérale pour le colposcope, une commande au pied et un mouvement combiné de hauteur et de dossier. Le fauteuil est réglable en hauteur de 46 cm à 106 cm, avec une 11ème position d'urgence. Avec une couverture anatomique sans couture, une structure en acier avec revêtement ABS, un porte-rouleau de papier intégré, un coussin étanche, un tiroir ABS coulissant et amovible sur rails et des roulettes avec freins.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 60 cm, L 125.7 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	46-106 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Composition	Socle : structure en acier
Normes	ISO 13485
sku	1516671
Nombre de parties	2-parties
Poids maximal de l'adulte	170 kg
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce