

1605558 - Exxentric kBox5 Lite Platform - bleu nuit



Déscription

Le plus léger et le plus transportable de la série kBox4. Pratique si vous voyagez souvent et souhaitez vous entraîner, ou si vous avez besoin d'un matériel mobile. Convient pour les athlètes en déplacement, le fitness, la physiothérapie et la rééducation.

- Capacité de charge accrue
- Pour un usage individuel à domicile
- Entraînement avec 1-4 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,200 kgm²
- Compatible avec kMètre
- Poids : 9,5 kg
- Couleur: Midnight Blue

Spécifications

Marque	Exxentric
sku	1605558
Réglementation Européenne	2001/95/EC
Type d'emballage	Pièce