

1543932 - Housse de maintien - PU - pour coussin de positionnement Long - diamètre 26 x 35 cm x L 280 cm - 1 pc



Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM12299
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Couleur housse	Bleu
Lavable	60°
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce