

## 1543425 - Tensiomètre digital BM58 - écran tactile - bras supérieur - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique BM58, au design élégant et moderne, mesure facilement et précisément la pression artérielle et transmet facilement les données au PC à l'aide de l'application Beurer HealthManager Pro.

- Mesure entièrement automatique de la pression artérielle et du poignet sur le bras supérieur
- Affiche les moyennes de toutes les lectures enregistrées
- Moyenne de la tension artérielle du matin et du soir des 7 derniers jours
- 2 x 60 emplacements de mémoire
- Affichage de la date et de l'heure/arrêt automatique
- Comportant 4 piles de 1,5 V

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Beurer                       |
| <b>Code CNK</b>                  | CNK 3056-280                 |
| <b>Taxe Bemat</b>                | 0.06 EUR                     |
| <b>sku</b>                       | 1543425                      |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |
| <b>Type de tensiomètre</b>       | Tensiomètres numériques      |