

## 1550575 - Tensiomètre digital BM28 - bras supérieur - mesures jusqu'a 42 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre possède un brassard universel qui convient également aux grandes circonférences du bras jusqu'à 42 cm. Le contrôle intégré de la position du brassard vous donne une assurance supplémentaire quant à la précision des valeurs de pression artérielle mesurées lors de chaque mesure. L'indicateur de repos signifie que les relevés de tension artérielle sont fiables et pratiques pour l'utilisateur. Affiche les moyennes de toutes les valeurs de mesure stockées, dispose de 2 heures d'alarme réglables et d'une carte mémoire 4 x 30. Indique quand il y a une arythmie. La date et l'heure sont affichées et il s'éteint automatiquement, dispose d'un indicateur de batterie faible. Livré jaune avec sac de rangement.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>sku</b>	1550575
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques