

## 1577178 - Matelas bubblepad - compressor petit - 200 x 88 x 7 cm - pompe - 1 pc



### Déscription

Ce matelas à pression alternée est équipé d'une pompe à pression et convient à une utilisation à long terme pour prévenir les escarres de niveau I. Le matelas est destiné à réduire la pression sur les tissus et à améliorer la circulation sanguine. De plus, le matelas est très adapté à un usage et à une installation à domicile, la pompe s'adapte aux besoins du patient en fonction de son poids. Le matelas est équipé de crochets pour la fixation au bout du lit. Convient aux patients pesant jusqu'à 110 kg.

### Spécifications

<b>Composition</b>	PVC
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1577178
<b>Couleur</b>	Beige
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	110 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce